

2021年12月吉日

お客様 各位



## 尿中乱用薬物検査試薬 アイベックススクリーン® M-1pro 発売のお知らせ

謹啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社では、ご使用いただいております尿中乱用薬物検査試薬「アイベックススクリーン® M-1」に加え、「アイベックススクリーン® M-1pro」を発売することとなりましたので、ご案内申し上げます。

**アイベックススクリーン® M-1pro** は、近年処方頻度が高い睡眠薬 Zolpidem（ゾルピデム）の検出可能となりました。

### アイベックススクリーン® M-1pro検出項目

略称	スクリーニング項目	基準値
METH	覚醒剤	500ng/mL
THC	大麻	50ng/mL
COC	コカイン系麻薬	300ng/mL
ZOL	ゾルピデム	50ng/mL
BZD	ベンゾジアゼピン系	300ng/mL
BAR	バルビツール酸系	200ng/mL
TCA	三環系抗うつ薬	1,000ng/mL

※現行の「アイベックススクリーン® M-1」は、今後も販売を継続いたします。  
今後とも弊社製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

発売日：2022年1月11日（火曜日）

JANコード		製品名	規格	価格 (円)	保管 温度	有効 期間	区分	毒・ 劇物	在庫
事業者 コード	製品 コード								
4987913	180165	アイベックススクリーン®M-1pro	25回用	66,000	8~35℃	18ヶ月	研究用 試薬	該当 無	通常 在庫

※ アイベックススクリーン® / IVEX-screen® は、株式会社バイオデザインの登録商標です。

以上

お問い合わせ先

株式会社バイオデザイン 営業本部  
東京都豊島区西池袋 3-25-15 6F  
03-5927-9377  
<https://biodesign-int.jp/>



## 尿中乱用薬物検査試薬 アイベックススクリーン<sup>®</sup> M-1pro

### ■ 製品概要

1. 本製品は尿中の7種類の薬物または薬物代謝物を迅速にスクリーニングできる試薬です。
2. 尿を滴下し、目視で判定するだけの簡易キットですので、特別な検査機器を必要としません。
3. 5～7分間でスクリーニング結果が得られます。

略称	スクリーニング項目	標準品	基準値
METH	覚醒剤	d-Methamphetamine	500ng/mL
THC	大麻	11-nor $\Delta^9$ -THC-9-COOH	50ng/mL
COC	コカイン系麻薬	Benzoylcegonine	300ng/mL
ZOL	ゾルピデム	Zolpidem phenyl-4-carboxylic acid	50ng/mL
BZD	ベンゾジアゼピン系	Oxazepam	300ng/mL
BAR	バルビツール酸系	Secobarbital	200ng/mL
TCA	三環系抗うつ薬	Nortriptyline	1,000ng/mL


### ■ 製品構成

包装規格	キット内容物 (1箱)
25回用	1ポーチ (テストカード1テスト・検体滴下用スポイト1個) × 25

### ■ テストカード



### ■ 操作方法 (判定：ラインが出現しない場合、陽性)



お問い合わせ先

株式会社バイオデザイン 営業本部  
東京都豊島区西池袋 3-25-15 6F  
03-5927-9377  
<https://biodesign-int.jp/>

