


## 尿中乱用薬物検査

# IVeX-screen® M-1

アイベックススクリーン® M-1


7種類の乱用薬物を簡単に検査できます



覚醒剤、大麻などの違法薬物の使用は、以前から社会問題となっています。最近では、かぜ薬などの市販薬の乱用も問題となっています。

アイベックススクリーン® M-1は、違法薬物・向精神薬などをマルチに検出できる薬物検査キットです。





## 関連製品一覧

### ● 尿中乱用薬物検査試薬 マルチタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	有効期間	貯法	
180011	アイベックス スクリーン® M-1	覚醒剤 : 500ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35°C	
180028		大麻 : 50ng/mL				
		コカイン系麻薬 : 300ng/mL	5 回用			
		モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL				
		ベンゾジアゼピン系 : 300ng/mL				
		バルビツール酸系 : 200ng/mL				
		三環系抗うつ薬 : 1000ng/mL				
180165	アイベックス スクリーン® M-1pro	覚醒剤 : 500ng/mL	25 回用	18 ヶ月	8 ~ 35°C	
		大麻 : 50ng/mL				
		コカイン系麻薬 : 300ng/mL				
		ゾルピデム : 50ng/mL				
		ベンゾジアゼピン系 : 300ng/mL				
		バルビツール酸系 : 200ng/mL				
		三環系抗うつ薬 : 1000ng/mL				
180035	アイベックス スクリーン® ID	覚醒剤 : 500ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35°C	
180134		大麻 : 50ng/mL	5 回用			
		コカイン系麻薬 : 300ng/mL				
		モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL				

### ● 尿中乱用薬物検査試薬 シングルタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	有効期間	貯法	
180158	アイベックス スクリーン® METH 500-S	覚醒剤 : 500ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35°C	
180059	アイベックス スクリーン® THC L50-S	大麻 : 50ng/mL				
180066	アイベックス スクリーン® THC H20-S	大麻 : 20ng/mL				
180103	アイベックス スクリーン® COC-S	コカイン系麻薬 : 300ng/mL				
180097	アイベックス スクリーン® MOR-S	モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL				
180073	アイベックス スクリーン® BZD-S	ベンゾジアゼピン系 : 300ng/mL				
180080	アイベックス スクリーン® BAR-S	バルビツール酸系 : 200ng/mL				
180042	アイベックス スクリーン® MDMA-S	MDMA : 500ng/mL				
180110	アイベックス スクリーン® K2-S	合成カンナビノイド : 50ng/mL				
180127	アイベックス スクリーン® PCP-S	フェンシクリジン : 25ng/mL				
180141	アイベックス スクリーン® KET-S	ケタミン : 100ng/mL				

## その他製品

### ● 唾液中薬物検査試薬 マルチタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	有効期間	貯法	
177011	iScreen® OFD Drug Test Device	覚醒剤 (AMP) : 50ng/mL 覚醒剤 (mAMP) : 50ng/mL 大麻 : 12ng/mL コカイン類 : 20ng/mL モルヒネ系 : 40ng/mL	25 回用	24 ヶ月	2 ~ 30°C	



株式会社バイオデザイン  
 お問い合わせ : 03-5927-9377  
<https://biodesign-int.jp/>

