

尿中乱用薬物検査

IVeX-screen® M-1

アイベックス スクリーン® M-1

7種類の乱用薬物を簡単に検査できます



覚醒剤、大麻などの違法薬物の使用は、以前から社会問題となっています。最近では、かぜ薬などの市販薬の乱用も問題となっています。

アイベックス スクリーン® M-1は、違法薬物・向精神薬などをマルチに検出できる薬物検査キットです。





反応例▶



薬物検査関連製品

● 尿中乱用薬物検査試薬 マルチタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	有効期間	貯法	
180011	アイベックス スクリーン® M-1	覚醒剤 : 500ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35°C	
180028		大麻 : 50ng/mL コカイン系麻薬 : 300ng/mL モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL ベンゾジアゼピン系 : 300ng/mL バルビツール酸系 : 200ng/mL 三環系抗うつ薬 : 1000ng/mL				
180165	アイベックス スクリーン® M-1 pro	覚醒剤 : 500ng/mL 大麻 : 50ng/mL コカイン系麻薬 : 300ng/mL ゾルピデム : 50ng/mL ベンゾジアゼピン系 : 300ng/mL バルビツール酸系 : 200ng/mL 三環系抗うつ薬 : 1000ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35°C	
180035	アイベックス スクリーン® ID	覚醒剤 : 500ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35°C	
180134		大麻 : 50ng/mL コカイン系麻薬 : 300ng/mL モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL				
180172	アイベックス スクリーン® Z3	ゾルピデム : 50ng/mL ゾピクロン : 50ng/mL ザレプロン : 100ng/mL	25 回用	24 ヶ月	8 ~ 35°C	

● 尿中乱用薬物検査試薬 シングルタイプ

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	有効期間	貯法	
180202	アイベックス スクリーン® THC L50-S	大麻 : 50ng/mL	50 回用	24 ヶ月	8 ~ 35°C	
180059			25 回用			
180066	アイベックス スクリーン® THC H20-S	大麻 : 20ng/mL	25 回用			
180158	アイベックス スクリーン® METH 500-S	覚醒剤 : 500ng/mL				
180103	アイベックス スクリーン® COC-S	コカイン系麻薬 : 300ng/mL				
180097	アイベックス スクリーン® MOR-S	モルヒネ系麻薬 : 300ng/mL				
180042	アイベックス スクリーン® MDMA-S	MDMA : 500ng/mL				
180127	アイベックス スクリーン® PCP-S	フェンシクリジン : 25ng/mL				
180141	アイベックス スクリーン® KET-S	ケタミン : 100ng/mL				
180073	アイベックス スクリーン® BZD-S	ベンゾジアゼピン系 : 300ng/mL				
180080	アイベックス スクリーン® BAR-S	バルビツール酸系 : 200ng/mL				
180110	アイベックス スクリーン® K2-S	合成カンナビノイド : 50ng/mL				

その他製品

● 体液中 PSA 検査試薬

製品コード	製品名	測定項目・基準値	規格	有効期間	貯法	
160303	ブルースター Identi-PSA	PSA : 4ng/mL	24 回用	36 ヶ月	4 ~ 30°C	

bioDESIGN

株式会社バイオデザイン
 お問い合わせ : 03-5927-9377
<https://biodesign-int.jp/>

